

# 項目同一化機能

2017/03/13  
株式会社エクシース

v2.4.33から項目同一化機能が追加されました。

項目同一化機能とは？

複数センター間で項目コードで同一項目ではあるが別項目として表示されている場合に同一項目として表示することができる機能です。

① 下図の位置に統合ボタンと解除ボタンが追加されました。

診療工房 v2.4.33

F1:患者検索 F2:データ取込 F3:ツール F4:設定

カルテNo 患者名(カナ) 性別 患者名(漢字) 生年月日

検査 画像 文書 心電図 検査履歴一覧 患者属性 検索結果

全項目表示 項目絞込 受付日 採取日 日付 検体 グラフ レーダー セット 履歴絞込 結果表 CSV出力

コピー 項目統合 統合解除 選択履歴の項目で絞込み

受付日	03/08/01	03/09/01	03/10/01	03/11/01	03/12/01	04/01/05	04/04/01	04/05/01	04/06/01
検体種別	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般
総蛋白	7.3	8.0	7.7	7.5	7.3	7.7	8.4	7.9	
蛋白分画									
A L B	51.2	51.0	52.0	50.7	49.8	50.8	46.8	49.8	
α1-GLB	2.4	2.2	2.6	2.4	2.4	2.9	2.8	2.3	
α2-GLB	7.1	6.8	6.4	7.1	6.6	7.5	7.5	6.3	
β-GLB	9.5	9.1	9.4	9.4	9.6	10.0	9.5	9.4	

② 項目統合


検査 画像 文書 心電図 検査履歴一

全項目表示 項目絞込 受付日 採取日 日付 検体 グラフ レーダー セット

コピー 項目統合 統合解除


受付日	04/09/01	04/09/03
検体種別	一般	一般
L D H	273	
A L P	698	
γ-GTP	164	
C H E	1770	
血糖	103	
HbA1c	4.7	
HbA1-c(NGSP)		5.0
総コレステロール	123	
総ビリルビン	0.6	
W B C	42	
R B C	3.95	
H G B	12.5	

統合したい項目を選択し（黄色で反転します）、「項目統合」を押下。




統合先を選択し、「統合する」を押下。

### ③ 統合解除



解除したい項目を選択し（黄色で反転します）、「統合解除」を押下。



「解除する」を押下。

／以上